

## PFA (Platelet functional assay)

... ein Test zur Kontrolle der Thrombozytenfunktion

### Indikation:

- Verdacht auf Störung der Thrombozytenfunktion
- Feststellung einer Aspirinresistenz

Die Hemmung der Thrombozytenfunktion ist heute integraler Bestandteil der Therapie aller atherothrombotischer Erkrankungen, wie

- koronare Herzkrankheit,
- periphere arterielle Verschlusskrankheit und
- atherosklerotische Erkrankungen des Hirnkreislaufs.

Da die Ansprechbarkeit auf Aspirin und Clopidogrel individuell sehr unterschiedlich ist hängt der Erfolg der Therapie von einem ausreichenden Medikamentenmonitoring ab (Problem der Nonresponder!). Clopidagueltherapie wird nicht ausreichend angezeigt.

### Funktionsprinzip:

Citratvollblut wird unter Einwirkung hoher Scherkräfte durch eine Kapillare angesaugt und einer mit Kollagen/Epinephrin bzw. Kollagen/ADP beschichteten Membran mit einer zentralen Öffnung zugeführt. An dieser Öffnung lagern sich die Thrombozyten an und verschließen sie. Die Verschlusszeit ist ein Maß für die Thrombozytenfunktion.

### Anforderung:

Thrombozytenfunktionstest  
oder Blutungszeit / Verschlusszeit (BLUZ/BLUZK)

### Untersuchungshäufigkeit:

täglich

### Material:

Citratblut

>>> Bitte versehen Sie das Material mit dem Vermerk: **NICHT ZENTRIFUGIEREN!** Entsprechende Kuverts mit Aufdruck können Sie unter Angabe Ihrer ID-Nummer per Fax unter: 089/54308-337 bestellen. <<<

### Abrechnung:

GOÄ 1,15 (Privat):	60,33 " *	( 3961)
GOÄ 1,0 (IGeL):	52,46 "	( 3961)
EBM	35,80 "	(32228)

\*zzgl. Auslagen nach §10 GOÄ

### Ansprechpartner:

Frau Dr. med. J. Schömig-Brekner

Telefon: 089 54308-0



DAC-ML-0431-00-10

©Labor München Zentrum MVZ ♦ Bayerstraße 53 ♦ 80335 München  
Telefon: +49 89 54 308 . 0 ♦ Fax: +49 89 54 308 . 120  
E-Mail: [info@futurebiolab.de](mailto:info@futurebiolab.de) ♦ Internet: [www.futurebiolab.de](http://www.futurebiolab.de)



**DACH**  
DAC-ML-0431-00-10